

Well No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HLA-A allele																														
*03010101, 03010103-030107, 030109-030110	1	2	3					8									17													29
*03010102N	1	2	3					8					13				17													29
*030108	1	2	3														17													29
*0302	1	2		4				8		10																				29
*0303N	1	2	3		5			8									17													29
*0304	1	2	3			6		8									17													29
*0305			2	3				8	9								17													29
*0306	1	2	3				7	8									17													29
*0307	1	2						8		10							17													29
*0308	1		3					8			11						17													29
*0309	1	2	3					8				12					17													29
*0310		2		4				8	9	10																				29
*0311N	1	2	3					8						14			17													29
*0312	1		3											15			17													29
*0313	1	2	3					8									17	18												29
*0314	1	2	3					8							16		17													29
*0315	1	2	3					8									17		19											29
*0316	1	2	3					8									17		20											29
*0317	1	2	3					8									17				21									29
*0318		2						8														22								29
*0319	1	2	3					8									17		19				23							29
*0320	1	2	3					8									17													29
*0321N	1	2	3					8									17							24						29
*0322	1	2	3					8									17						23							29
*0323	1	2	3					8									17								25					29
*0324	1	2	3					8									17									26				29
*0325	1	2	3					8									17										27			29
*0326	1	2	3					8									17											28		29
*0327	1	2	3					8									17													29
*0328	1	2	3					8									17													29
*0329	1	2	3					8									17													29
*0330	1	2	3					8									17													29
*0331	1	2		4				8		10																				29
*0332	1			4				8		10	11																			29
*0333	1	2	3					8									17													29
*0334	1	2	3					8									17													29
*0335	1	2	3					8									17													29
*0336N	1		3					8									17													29
*0337	1	2	3					8									17													29
*0338	1	2	3					8									17													29
*0339	1	2	3					8									17													29
*0340		2	3					8									17													29
*0341	1		3								11						17													29
*0342		2						8	9	10							17													29
*0343	1	2	3					8									17													29
*0344	1	2	3					8									17													29
*0345	1	2	3					8									17													29
*0346	1	2	3					8									17													29
*01010101-010103, 010105, 0108-0111N, 0114-0116N, 0118N, 0122N, 0123, 0126, 0127N, 0129-0133											11												22							
*010104											11												22							

